



## **CÉRVIDOS**

### **INSTRUCCIONES PARA LA EXTRACCIÓN DE PELO PARA EL ANÁLISIS DE ADN**

La extracción de la muestra deberá ser realizada por personal técnico responsable, siguiendo las siguientes instrucciones:

1. Identifique correctamente al animal.
2. Limpie sus manos como paso previo a la extracción. Si va a sacar muestras de varios animales, repita esta operación con cada animal.
3. Separe un mechón de aproximadamente 30 a 40 pelos del cuello del animal, enróllelo en el dedo índice y tire hasta arrancarlo de raíz, verificando la presencia de los bulbos pilosos necesarios para el análisis de ADN.
4. Colocar el mechón de pelo extraído en el sobre, completando los datos requeridos.
5. Cerrar el sobre utilizando el adhesivo.
6. -Ante cualquier duda comunicarse con el laboratorio

#### **MUY IMPORTANTE**

- **EL MECHÓN DE PELO NO DEBE CORTARSE SINO ARRANCARSE DESDE LA RAÍZ**
- **EVITE LA MEZCLA DE PELOS DE DIFERENTES ANIMALES.**
- **LA CANTIDAD DE PELO ENVIADA NO DEBERÁ SER MENOR A LA CANTIDAD SOLICITADA Y EL MISMO DEBERÁ ENCONTRARSE LIMPIO Y SECO.**
- **REMITIR LOS SOBRES CERRADOS**