



## **INSTRUCCIONES PARA LA REMISIÓN DE CÉLULAS PROVENIENTES DE CULTIVOS CELULARES**

### **A partir de células congeladas**

1- Retirar del termo el criotubo que va a analizarse. Rotularlo usando la misma identificación que se emplea en la solicitud de análisis.

2- Remitir el tubo al laboratorio, conservado a baja temperatura (e.j. con un refrigerante).

### **A partir de un cultivo celular en monocapa**

1- Remover las células desde la monocapa por tratamiento enzimático o mecánico (según corresponda). Recuperar las células por centrifugación, lavarlas con buffer isotónico (e.j. PBS) y homogeneizarlas con 1 ml de medio de cultivo fresco. Transferir la suspensión a un tubo estéril.

2- Remitir el tubo al laboratorio, identificado como en la solicitud de análisis y conservado a baja temperatura (e.j. con un refrigerante).